




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

MASCHERA PROTETTIVA SEMIFACCIALE MOD. COMFORT MASK

LAVABILE - RIUTILIZZABILE 30 GIORNI

PRODOTTO BREVETTATO



PRODOTTO ITALIANO



MASCHERINA TRIPLO STRATO CON BANDA IN ALLUMINIO PLASTIFICATO

MASCHERINA USA E GETTA



MADE IN PRC

SEDE

RANICA(BG)- Via Monte Santo 17 - 24020 - Italy
Tel: +39 035-510.228 - Fax +39 035-51.35.54
Sito : www.faip.it Email : info@faip.it

FILIALI

BRESCIA - Via Valsaviore 80-86 Tel.: 030-31.05.61 brescia@faip.it
CASSANO M. (VA) - Via G. di Vi. orio 7 Tel.: 0331-67.00.29 varese@faip.it

Classificazione FFP2 Efficienza filtrante: Filtro in membrana E11 $\geq 95\%$ dimensione partic. 0,29-0,65 micron
 Classificazione FFP3 Efficienza filtrante: Filtro in membrana E13 $\geq 99,5\%$ dimensione partic. 0,29-0,65 micron
 In conformità alla seguente norma: UNI EN 149-2010

Testata secondo la norma Europea EN 13274-7

Superficie filtrante 0,031 dm² (mascherine concorrenti 0,018 dm²) +72%

Permette una migliore respirazione ed evita l'appannamento degli occhiali

Costruita solo con materiali anallergici per uso medicale

Guarnizione facciale in elastomero morbido per uso medicale (senza: silicone, latex e PVC)

Confortevole grazie allo studio dettagliato dell'ergonomia del volto e delle parti auto adattabili al fine di ottenere una perfetta aderenza.

Non comprime la bocca e di conseguenza permette di parlare più liberamente.

Doppio laccio regolabile

Lavabile in lavatrice a 40° e riutilizzabile. Sugeriamo: a fine giornata immergere in acqua 40°C circa e Amuchina o Napisan per 5 min. Risciacquare e far asciugare la notte.

Aspettativa di durata 30gg

Resistente all'acqua

Rispetta l'ambiente: non è un prodotto usa e getta



P E R S O N A L
P R O T E C T I O N



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

COMFORT MASK

LAVABILE - RIUTILIZZABILE 30 GIORNI



STESSO LIVELLO FILTRANTE IN INSPIRAZIONE / ESPIRAZIONE

- Efficienza filtrante: $\geq 99,5\%$ a $\geq 0,29 \mu\text{m}$ corrispondente a FFP3
- In conformità alla norma UNI EN 149-2010
- Testata secondo norma EN 13274-7:2019
- Superficie filtrante 3,1 dm²

- Costruita solo con materiali anallergici per uso medicale (senza silicone, latex e PVC)
- Con laccio regolabile, resistente all'acqua
- Lavabile in lavatrice a 40° e riutilizzabile
- Permette una migliore respirazione ed evita l'appannamento degli occhiali




- Efficienza filtrante: $\geq 95\%$ a $\geq 0,29 \mu\text{m}$ corrispondente a FFP2
- In conformità alla norma UNI EN 149-2010
- Testata secondo norma EN 13274-7:2019
- Superficie filtrante 3,1 dm²



A FINE GIORNATA IMMERGERE IN ACQUA E DISINFETTANTE A 40° (NAPISAN, AMUCHINA...)



RISCIACQUARE E FAR ASCIUGARE



LAVABILE IN LAVATRICE A 40° CON DISINFETTANTE (NAPISAN, AMUCHINA...)

DISTRIBUITO DA:



Mascherina
Usa e Getta



MASCHERINA CON TRIPLO STRATO CON BANDA IN ALLUMINIO PLASTIFICATO FILTRAGGIO SUPERIORE RISPETTO ALLE MASCHERINE TRADIZIONALI

MASCHERINA USA E GETTA

CI 700150 J EAN 8029947348039

CO 70040

CM 17.SX9.S

BOX DA 3500 PCS (70 PACCHETTIINI DA 50 PCS)

STRATO SUPERIORE TNT 25GSM

STRATO CARTA FILTRANTE 25GSM

STRATO INFERIORE TNT 25GSM

MADE IN PRC



PACKAGING
D'ESEMPIO

DISTRIBUITO DA:

